



Nombre del Equipo	Irradiador gamma tipo Teradi
Futura operación	Depto. Radiobiología, Tandar
Disponibilidad	Diaria para grupos CNEA
Modalidad de uso	Previa presentación de plan de trabajo.
Contacto	Beatriz Molinari
E-mail- interno	<a href="mailto:beamolin@cnea.gov.ar">beamolin@cnea.gov.ar</a> , 7146

# Irradiador Gamma con Cabezal Teradi

Función	Irradiación gamma de animales, células o bacterias
Ubicación	Departamento de Radiobiología, Tandar
Fuente	$^{60}\text{Co}$ . Actividad 12000 RHM. El movimiento se realiza mediante un sistema neumático
Blindaje	W y Pb
Bandeja contenedora	Con sistema de guías para posicionar las muestras a distancia variable de la fuente
Cabezal	Control computarizado para programar el tiempo de exposición

